


TRIMLINE 肩部ハーネス取扱説明書

ART NOS. SH235S, SH235M, SH235L



パッケージの内容
パッケージは以下の一つ以上を含む場合があります。
・ Trimline 肩部ハーネス
・ 多方向型上部ストラップ
・ Cinch-mount または flat-mount エンド フィッティング
・ キャンバックル (オプション、物品番号 Fs032-2)

この説明書には Bodypoint のすべての Trimline 肩部ハーネスの安全な使用とメンテナンスに必要な重要情報が記載されています。使用者またはその介護者にこの説明書を渡し、内容を説明して、使い方を理解していることを確認してください。

△ 警告! 製品は有資格のリハビリ技師が取付け、固定してください。

“取付けの際、本製品は以下の物と取付けてください。

- ・ FLAT-MOUNT エンド フィッティング
- ・ CINCH-MOUNT エンド フィッティング
- ・ カムバックル (体重 75KG までの使用者には)

車椅子や座位保持装置への取付けには、オプションの BODYPOINT ベルト取付けハードウェアを使用することができます。

車椅子や座位保持装置への取付けには、オプションの BODYPOINT ベルト取付けハードウェアを使用することができます。

△ 警告! 窒息の虞があるため、骨盤部を安定させずに本製品を使用するのは危険です。常にしっかりと固定した骨盤支持ベルトと共に使用してください。

△ 警告! 本製品は車椅子または作業椅子に座っている人の位置決めのみ使用してください。輸送用安全装置、個人用拘束装置としての使用、または故障が傷害を招く可能性のあるその他の適応での使用は意図していません。本製品の誤用は認可されず、危険です。

△ 警告! 本製品が誤って外れると、使用者が前に倒れる可能性があります。使用者の動作または認識能力によって誤って外れる可能性がある場合、使用中は常に介護人が付き添う必要があります。介護人は必ず本製品の外し方を知っておく必要があります。これができないと、緊急時に取り外しが遅れる恐れがあります。

ります。

△ 警告! 新しい座位保持装置と同様に、この製品により人の座り方が変わる可能性があります。使用者は、この製品が使用者に接触する部位だけでなく、仙骨、脚、臀部など圧力を受ける主な部分について、通常の圧力開放と皮膚の完全性チェックを引き続き実行しなければなりません。皮膚の赤みが増したり、炎症が起きる場合は、使用を止めて、医師がシーティングの専門家に相談してください。そのままにしておくと、褥瘡など重傷を負う恐れがあります。

メンテナンス: 縫い目、ウェビング、パッドに摩耗の兆候がないか、定期的に点検してください。大きな摩耗があった場合は、サプライヤーに連絡して BODYPOINT の認定修理または交換を受けてください。いかなる場合も、資格のない人がこの製品を変更したり、修理したりしないでください。健康と安全がそれにかかっています!

 洗浄: 洗濯機洗い、温水、60°C (140°F)。漂白しないこと。乾燥機乾燥、低温、またはそのまま干して乾燥。アイロンをかけないこと。(洗濯中は製品を布袋に入れ、製品やマシンに傷が付かないようにしてください。)

保証: この製品には、オリジナルの消費者による正常な使用から生ずる材料および仕上がりにおける瑕疵に対する生涯限定保証が付いています。保証請求については、サプライヤーまたは BODYPOINT に連絡してください。

BODYPOINT 製品の詳細情報、および米国外の販売代理店の一覧は、WWW.BODYPOINT.COM をご覧ください。



 Bodypoint®

 EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany

 CE

558 First Ave. S., Suite 300 | Seattle, WA 98104 | 206.405.4555 | 800.547.5716 | www.bodypoint.com




Ø 3/16-1/4"
(5-6mm)

取付け

使用者に車椅子に座ってもらい、骨盤支持ベルトで姿勢を正します。首部と肩関節の間に上部ストラップと共にハーネスを使用者に置きます。



取付け要件

1. 固体制の背もたれまたはストラップガイド付きの車椅子は、およそ肩の高さにセットされます。(圧力配分のため、上下に調節してください)
2. 最低90kg/200ポンドの引抜き強度のある取付けねじ。同梱されていません。



上部ストラップ

1. 引く方向として望ましい方向を判断し、上部ストラップをハーネスに取り付けます。
2. 使用者の肩幅と座位に従って、各肩ストラップを快適にフィットするよう調節します。背もたれに、ねじを取り付けるための印を付けます。
3. Bodypointのエンドフィッティングと適切な留め具を使用して背もたれに装着します。



キャムバックル (オプション) 体重75kgまでの使用者には

下部ストラップ

車椅子の他の装置を妨害しないようにして下部ストラップを背もたれの周りに巻きます。最下位肋骨からシートまでの間にエンドフィッティングを取付けます。適切な留め具を使用して装着します。

使用者に前方や左右交互に傾いてもらい、固定を確認します。確認事項:

1. バックルや調節ストラップの正常な動作。
2. 快適度 - 首部にすれるようなら、上部ストラップを再配置します。
3. 位置 - 高すぎたり低すぎたりすれば、下部ストラップを調節します。
4. 他の装置の妨害 - 必要に応じてストラップを再配置し、車椅子の傾斜機構、肘掛け、付属品パッドや、栄養チューブから妨害物を取り除きます。

