



Seating Systems Selection Guide

座面クッションの選択ガイド

新製品

	 プロフォーム NX ProForm NX™	 メリディアン ウェーブ Meridian Wave™	 メリディアン Meridian™	 エボリューション Evolution™	 ソロ PSV Solo PSV™	 ゾイド PSV Zoid PSV™	 ストレータス Stratus™	 リフレックス Reflex™
座骨周辺の圧力分散	高	最高	最高	高	中-高	中	中	中
皮膚保護	高	高	高	中-高	中-高	中	中	中
ポジショニング	最高 修正可能	高	中-高	中-高	中-高	中-高	中	中
座骨の前エリア	クローズドセル フォーム	3つの硬さの 複合フォーム	3つの硬さの 複合フォーム	3つの硬さの 複合フォーム とウエッジ	3つの硬さの 複合フォーム	3つの硬さの 複合フォーム	2つの硬さの 複合フォーム	2つの硬さの 複合フォーム
骨盤サポート	カンツァードベース	Wave CPB, Wave LPB 3つの硬さの 複合フォーム	3つの硬さの 複合フォーム	3つの硬さの 複合フォーム	3つの硬さの 複合フォーム	3つの硬さの 複合フォーム	2つの硬さの 複合フォーム	2つの硬さの 複合フォーム 骨盤エリア 特殊形状
内転防止パッド	カンツァードベース	Wave CPB, Wave LPB 3つの硬さの 複合フォーム	3つの硬さの 複合フォーム	3つの硬さの 複合フォーム	3つの硬さの 複合フォーム	内転防止パッド なし	2つの硬さの 複合フォーム	内転防止パッド あり
外転防止パッド	カンツァードベース	Wave CPB, Wave LPB 3つの硬さの 複合フォーム	3つの硬さの 複合フォーム	3つの硬さの 複合フォーム	3つの硬さの 複合フォーム	3つの硬さの 複合フォーム	2つの硬さの 複合フォーム	3つの硬さの 複合フォーム
バルブ タイプ	スタンダード	スタンダード	スタンダード	スタンダード	PSV バルブ	PSV バルブ	スタンダード	自動調節型 バルブ内臓
空気室の数	2室	2室	2室	1室	1室	1室	1室	1室
修正可能								
厚生労働省認可 座位保持装置完成用部品 (給付対象商品)	○	○	○	○				
TAISコード	00468-000021	00468-000032	00468-000031	00468-000001	00468-000013	00468-000026	00468-000002	00468-000034

※上記の選択ガイドはご使用の目安です。ご使用に際しては、シーティングに詳しいセラピストにご相談される事をお勧めします。