

特許登録製品

(TAISコード 00468-000010)

マルチヘッドレスト MY-01

普通型車いすがヘッドレスト付き!!

簡単装着・折り畳み可能

19,000円
(税込 19,950円)



こんな方に最適

- 自分のあたまの位置にヘッドレストを合わせたい。
- あたまが不安定のため、あたまを安定させたい。
- ハイバックの車いすでハイバックに肩甲骨がぶつかって姿勢をくずしやすい。
- 今使用の車いすにヘッドレストをつけたい。



マルチヘッドレスト MY-01の特徴


- 調整機能を有しているため、多くの方へ適応できます。
- ヘッドレストを使用時に、肩甲骨の周りは圧迫されず、深く快適に座れます。
- ヘッドレストを取付けたままで、車いすの折り畳みができます。
- アウターパイプから上部が簡単に取り外せるため、乗用車のトランクなどに車いすを積載できます。
- 介助される方の視線を妨げないので、安全に介助できます。
- ヘッドレストは、首受けが厚くできているので、頭が乗せやすいです。



右のインナーパイプを伸ばし、ヘッドレストを左に寄せた位置に固定できます。



左のインナーパイプを伸ばし、ヘッドレストを右に寄せた位置に固定できます。



折りたたみ

いろいろな調整ができます

①幅

車いすの幅による調整と
ヘッドレストの高さ調整

②高さ


ヘッドレストの高さ調整

③前後

ヘッドレストの前後の調整

④角度

ヘッドレスト角度調整



⑤左右

左右のインナーパイプとアウターパイプの長さを変えて調整

- ◆インナーパイプ・アウターパイプを短くカットすることが可能であるため、幅の狭い車いすに取り付けることができます。
- ◆ショルダーバーが付いているので、ショルダーベルトを簡単に取り付けられます。
- ◆ヘッドレストの寸法

オプションノブスター（別売）

【標準のピンレバーが背中に当たる場合、別売のダイヤル式ネジ（ノブスター）が付けられます。】

○座幅40cmの車いすに装着した時の寸法目安

車椅子押し手～ショルダーバー間	70～190mm
ショルダーバー～ヘッドレスト下端	-85～+50mm
○ヘッドレストのサイズ	横幅290×高さ185×厚さ上25mm・下40mm
○ヘッドレストの前後最大調整値	85mm


マイ整座クッションⅡ

車椅子を快適に座りませんか！ (TAISコード 00468-000033)

- 従来品に比べ性能が大幅にアップしました。
- アンカーサポートエリアが広がり、ずっとこけ座りの方にもより座りやすくなりました。
- 3層構造のフォームで姿勢が安定します。
- おしりにかかる圧力を分散し、痛みを軽減します。
- カバーの表面は身体に優しいパイル地を使用し、裏面には防水加工を施しました。
- カバーの底面にはノン・スリップ（滑り止め）加工を施しました。
- 左右2ヶ所のループにヒモなどを付けると、車いすを折り畳んだときにクッションを紛失しません。

- ◆サイズ 前75mm×後65mm 横400mm×奥行400mm
- ◆重さ 630g
- ◆カバー
表地 黒色 パイル地（裏側にラミネート防水加工）
両側面 赤色 ポリエステル地（撥水加工）
底面 滑り止め加工

体に優しい3層構造



このエリアが広がりました。この窪みがお尻の前ずれを防ぎ姿勢を安定させます。

新製品

この性能でおどろきの

7,200円

(税込 7,560円)

