




座面クッションの選択ガイド

	 プロフォームNX	 メリディアン ウェーブ	 メリディアン	 エボリューション	 ソロ PSV	 ゾイド PSV	 ストレータス
	ProForm NX™	Meridian Wave™	Meridian™	Evolution™	Solo PSV™	Zoid PSV™	Stratus™
座骨周辺の圧力分散	高	最高	最高	高	中 - 高	中	中
皮膚保護	高	高	高	中 - 高	中 - 高	中	中
ポジショニング	最高 修正可能	高	中 - 高	中 - 高	中 - 高	中 - 高	中
座骨の前エリア	クローズドセル フォーム	3つの硬さの 複合フォーム	3つの硬さの 複合フォーム	3つの硬さの 複合フォーム とウエッジ	3つの硬さの 複合フォーム		2つの硬さの 複合フォーム
骨盤サポート	カンツァードベース	Wave CPB, Wave LPB 3つの硬さの 複合フォーム	3つの硬さの 複合フォーム	3つの硬さの 複合フォーム	3つの硬さの 複合フォーム	3つの硬さの 複合フォーム	2つの硬さの 複合フォーム
内転防止パッド	カンツァードベース	Wave CPB, Wave LPB 3つの硬さの 複合フォーム	3つの硬さの 複合フォーム	3つの硬さの 複合フォーム	3つの硬さの 複合フォーム	内転防止パ ッドなし	2つの硬さの 複合フォーム
外転防止パッド	カンツァードベース	Wave CPB, Wave LPB 3つの硬さの 複合フォーム	3つの硬さの 複合フォーム	3つの硬さの 複合フォーム	3つの硬さの 複合フォーム	3つの硬さの 複合フォーム	2つの硬さの 複合フォーム
バルブタイプ	スタンダード	スタンダード	スタンダード	スタンダード	PSVバルブ	PSVバルブ	スタンダード
空気室の数	2室	2室	2室	1室	1室	1室	1室
修正可能							
厚生労働省認可 座位保持装置完成用部品 (給付対象商品)	○	○	○	○			
TAISコード	00468-000021	00468-000032	00468-000031	00468-000001	00468-000013	00468-000026	00468-000002

上記の選択ガイドはご使用の目安です。ご使用に際しては、シーティングに詳しいセラピストにご相談される事をお勧めします。