
























製品写真	名称	型式	完成用部品価格	メーカー名	部品番号	備考(部品名)	特記事項
	支持部	頭部	53,800	Stealth Products	STE-CP280	CP280	品番によりパッドサイズが異なる CP280 : 25cm幅 CP180 : 35cm幅
	支持部	頭部	115,200	Stealth Products	STE-i2i	頭頸部支持 (i2i)	内幅、アーム長さ要選択
	支持部	頭部	80,200	Stealth Products	STE-SU108	SU108	品番によりパッドサイズが異なる SU108 : ラージパッド/ラージサブパッド SU118 : スモールパッド/スモールサブパッド
	支持部	頭部	62,800	Stealth Products	STE-SUS9B	SUS9B	【使用例】 頭部側方サポート 要パッドサイズ選択 
	支持部	頭部	17,700	medifab	2006-4101	後頭部サポート	生地は2種類から選択できます。 ジェット : メッシュ生地 インク : 汚れの拭取り可能な生地
	支持部	体幹部	61,200	Cascade Designs	4400321610	アイコンローバック	2点留めソリッドバックシステム
	支持部	体幹部	61,200	Cascade Designs	4400121610	アイコンミッドバック	2点留めソリッドバックシステム
	支持部	体幹部	66,000	Cascade Designs	440022161	アイコンコントロールバック	2点留めソリッドバックシステム
	支持部	体幹部	90,500	Cascade Designs	4400421610	アイコンディープバック	2点留めソリッドバックシステム

製品写真	名称	型式	完成用部品価格	メーカー名	部品番号	備考(部品名)	特記事項
	支持部	体幹部	66,000	Cascade Designs	4430411020	バリライトJrバックDEEP	2点留めソリッドバックシステム
	支持部	体幹部	53,600	Cascade Designs	VAR47500 VAR47501 VAR47502 VAR47503 VAR47504	イボリユーションバック レギュラー 35cm幅 イボリユーションバック レギュラー 38cm幅 イボリユーションバック レギュラー 40cm幅 イボリユーションバック レギュラー 43cm幅 イボリユーションバック レギュラー 45cm幅	4点留めソリッドバックシステム
	支持部	体幹部	58,200	Cascade Designs	VAR47510 VAR47511 VAR47512 VAR47513 VAR47514	イボリユーションバック トール 35cm幅 イボリユーションバック トール 38cm幅 イボリユーションバック トール 40cm幅 イボリユーションバック トール 43cm幅 イボリユーションバック トール 45cm幅	4点留めソリッドバックシステム
	支持部	体幹部	90,500	Cascade Designs	VAR47522	イボリユーションバック ディープ	4点留めソリッドバックシステム
	支持部	骨盤・大腿	47,500	Cascade Designs	VAR72410 VAR74410 VAR74610 VAR76610 VAR76810 VAR78610 VAR78810	イボリユーション クッション(30×35) イボリユーション クッション(35×35) イボリユーション クッション(35×40) イボリユーション クッション(40×40) イボリユーション クッション(40×45) イボリユーション クッション(45×40) イボリユーション クッション(45×45)	【特徴・構造】 ・ウエッジにより座角がつく ・大腿部での支持量アップ 大腿部下にウエッジ挿入 
	支持部	骨盤・大腿部	58,000	Cascade Designs	VAR72422 VAR74422 VAR74622 VAR76622 VAR76822 VAR78622 VAR78822	7° フォーム(30×35) 7° フォーム(35×35) 7° フォーム(35×40) 7° フォーム(40×40) 7° フォーム(40×45) 7° フォーム(45×40) 7° フォーム(45×45)	セミオーダータイプの 座位保持クッション イボリユーションパッド部は 左右独立しているので 左右差をつけられます 
	支持部	骨盤・大腿部	56,100	Cascade Designs	VAR720002	メリディアン	前後で空気室が独立 しており、骨盤周辺部 と大腿部それぞれの 支持量を調整できる ダブルタイプ 

製品写真	名称	型式	完成用部品価格	メーカー名	部品番号	備考(部品名)	特記事項
	支持部	骨盤・大腿部	66,000	Cascade Designs	VAR720032	メリディアン ウェーブ	メリディアン同様2バルブ前後調整タイプ リッドベースにより座位保持力アップ ※要リッドベース選択  CPW LPB CPB
	支持部	骨盤・大腿部	44,500	Cascade Designs	77000110102	バリライトJRシートクッション	小児用車いすクッション サイズ：25cm×25cm
	支持部ベース	上肢・体幹部・ 骨盤・大腿部・ 足部一体型	163,300	medifab	2006-0021	シャトルディスカバリーシートユニット	ヘッドラテラルと骨盤ガイドは生地を選択が必要です。(ジェット or インク)
	支持部調整用部品	体幹部	47,500 (片側)	Stealth Products	TWBL-FSC	TWBL-L-FSC(左用) TWBL-R-FSC(右用)	要パッドサイズ選択 Mサイズ(縦10cm×横15cm) Lサイズ(縦12cm×横17cm) 要マウントクランプサイズ選択 22mm or 25mm
	支持部調整用部品	体幹部	23,400 (両側)	medifab	2006-3030	体幹サポート	パッド形状が2種類。 ティアドロップ：しずく方の形状 コンツアー：体幹に沿う形状 ※生地は2種類から選択できます。
	支持部調整用部品	体幹部	38,700 (両側)	Cascade Designs	VAR89120	ハル(ラテラルパッド)スイング機構式 部品名：ハルスイング機構式ショート	要パッドサイズ選択(S/M/Lあり) ※別売 ±10°の回旋機構あり
						ハル(ラテラルパッド)スイング機構式 部品名：ハルスイング機構式ロング	要パッドサイズ選択(S/M/Lあり) ※別売 ±10°の回旋機構あり,パッド位置を前後に調整可能
						ハル(ラテラルパッド)スイング機構式 部品名：ハルスイング機構式オフセット	要パッドサイズ選択(S/M/Lあり) ※別売 ±10°の回旋機構あり,パッドを内側へ最大1.9cmオフセットできます
	身体保持部品	内転防止パッド	23,400	medifab	2006-1610	内転防止パッド	生地は2種類から選択できます。

製品写真	名称	型式	完成用部品価格	メーカー名	部品番号	備考(部品名)	特記事項
	身体保持 部品	ベルト部品	900 (2個)	Cascade Designs	VAR80102	フレームクランプパイプ径19mm用 ベルト取付用	【用途】 車いすフレームに穴を開けることなく、当該部品を取付けることでベルト先端金具を設置できます  トライエンド金具  カムロック
					VAR80202	フレームクランプパイプ径22mm用 ベルト取付用	
					VAR80302	フレームクランプパイプ径25mm用 ベルト取付用	
	身体保持 部品	ベルト部品	9,900	Cascade Designs	VAR83212	2点式ヒップベルトフックホーン式Mサイズ	・フック式メタルバックル ・ベルト長 片側調整式 
	身体保持 部品	ベルト部品	8,900	Cascade Designs	VAR84212	2点式ヒップベルトサイドスライズ式Mサイズ	・サイドフック式プラスチックバックル ・ベルト長 両側調整式 
	身体保持 部品	ベルト部品	7,000	Cascade Designs	VAR85012	2点式ヒップベルトサイドスライズ式SSサイズ	・サイドフック式プラスチックバックル ・ベルト長 片側調整式 ※製品写真と異なります(写真は両側調整式)
	身体保持 部品	ベルト部品	7,000	Cascade Designs	VAR85112	2点式ヒップベルトサイドスライズ式Sサイズ	・上記VAR85012と同じ仕様
	身体保持 部品	ベルト部品	12,900	Cascade Designs	VAR83214	4点式ヒップベルトフックホーン式Mサイズ	・フック式メタルバックル ・ベルト長 片側調整式 
	身体保持 部品	ベルト部品	11,900	Cascade Designs	VAR84214	4点式ヒップベルトサイドスライズ式Mサイズ	・サイドフック式プラスチックバックル ・ベルト長 両側調整式
	身体保持 部品	ベルト部品	10,900	Cascade Designs	VAR85014	4点式ヒップベルトサイドスライズ式SSサイズ	・サイドフック式メタルバックル ※製品写真はプラスチックの為、異なります ・ベルト長 片側調整式 

製品写真	名称	型式	完成用部品価格	メーカー名	部品番号	備考(部品名)	特記事項
	身体保持 部品	ベルト部品	10,900	Cascade Designs	VAR85114	4点式ヒップベルトサイドスクイズ式サイズ	・上記VAR85014と同じ仕様
	身体保持 部品	ベルト部品	18,900	Cascade Designs	VAR87214	ファーストレスポンスフル仕様Sサイズ	※現在は該当品番なし。 VAR87215/87315をご使用ください。
					VAR87215	ファーストレスポンスフル仕様Sサイズ	VAR87215 : Sサイズ VAR87115 : XSサイズ ※下部調整ベルト(同時購入1,000円/別2,000円)
					VAR87315	ファーストレスポンスフル仕様Mサイズ	VAR87315 : Mサイズ VAR87415 : Lサイズ ※下部調整ベルト(同時購入1,000円/別2,000円)
	身体保持 部品	ベルト部品	16,800 (両側)	Cascade Designs	VAR89000	バンドイック(足首)Sサイズ	足首周径 : 150~230mm ※くるぶし上二横指部を計測
					VAR89001	バンドイック(足首)Mサイズ	足首周径 : 230~280mm
					VAR89002	バンドイック(足首)Lサイズ	足首周径 : 280~330mm
	身体保持 部品	ベルト部品	19,800	medifab	2006-6420	4点式ヒップベルト	4点ヒップベルトご利用の場合はオプションの 骨盤ガイドマウントキット が必要です。
	身体保持 部品	ベルト部品	25,500	medifab	2006-6660	センターポイントハーネス	2点式、4点式ヒップベルトとの併用をおすすめし ます。
	継手部品	頸部継手	34,000	Stealth Products	STE-TD100	トーンディフレクター	【機能】 筋緊張時の頭頸部への衝撃吸 斜め方向にかかる力の回避 【取付タイプ2種類】 TD100 : 1インチボールジョイント用 TD101 : 17mmボールジョイント用 
	構造フレーム	屋内用小車輪 のみ	142,700	medifab	2006-0012	ランチャー	手動高さ調整式屋内用フレーム

製品写真	名称	型式	完成用部品価格	メーカー名	部品番号	備考(部品名)	特記事項
	構造フレーム	屋外用大車輪あり	151,200	medifab	2006-0040	バーブギー	バスケット付き（耐荷重5kg） 呼吸器、吸引機搭載の場合はオプションの 呼吸器用ベース をご利用ください
	その他	カットアウトテーブル	49,500	medifab	2006-7110	トレイ	高さ・奥行・角度調整可能
	その他	支持部カバー	29,800	medifab	2006-0150	シートカバー	カラー オーシャン、ピンク、マンゴー、ブラック