



































製品写真	名称	型式	完成用部品価格	使用部品		備考(部品名)	特記事項
	支持部	頭部	53,800	Stealth Products	STE-CP280	CP280	品番によりハットサイズが異なる CP280 : 25cm幅 CP180 : 35cm幅
	支持部	頭部	115,200	Stealth Products	STE-i2i	頭頸部支持 (i2i)	内幅、アーム長さ要選択
	支持部	頭部	80,200	Stealth Products	STE-SU108	SU108	品番によりハットサイズが異なる SU108 : ラージハット/ラージサブハット SU118 : スモールハット/スモールサブハット
	支持部	頭部	62,800	Stealth Products	STE-SUS9B	SUS9B	【使用例】 頭部側方サポート 要ハットサイズ選択 
	支持部	頭部	17,700	medifab	2006-4101	後頭部サポート	生地は2種類から選択できます。 ジェット : メッシュ生地 インク : 汚れの拭取り可能な生地 ※2020年7月販売終了、後継機種なし
	支持部	体幹部	61,200	Cascade Designs	4400321610	アイコンローバック	2点留めソリッドバックシステム
	支持部	体幹部	61,200	Cascade Designs	4400121610	アイコンミッドバック	2点留めソリッドバックシステム
	支持部	体幹部	66,000	Cascade Designs	4400221610	アイコンコントロールバック	2点留めソリッドバックシステム
	支持部	体幹部	90,500	Cascade Designs	4400421610	アイコンディープバック	2点留めソリッドバックシステム




製品写真	名称	型式	完成用部品価格	使用部品		備考(部品名)	特記事項
	支持部	体幹部	66,000	Cascade Designs	4430411020	バリライトJrバックDEEP	2点留めソリッドバックシステム
	支持部	骨盤・大腿部	47,500	Cascade Designs	VAR72410 VAR74410 VAR74610 VAR76610 VAR76810 VAR78610 VAR78810	イボリリージョンクッション(30×35) イボリリージョンクッション(35×35) イボリリージョンクッション(35×40) イボリリージョンクッション(40×40) イボリリージョンクッション(40×45) イボリリージョンクッション(45×40) イボリリージョンクッション(45×45)	【特徴・構造】 ・ウエッジにより座角がつく ・大腿部での支持量アップ 大腿部下にウエッジ挿入 
	支持部	骨盤・大腿部	58,000	Cascade Designs	VAR72422 VAR74422 VAR74622 VAR76622 VAR76822 VAR78622 VAR78822	7° フォーム(30×35) 7° フォーム(35×35) 7° フォーム(35×40) 7° フォーム(40×40) 7° フォーム(40×45) 7° フォーム(45×40) 7° フォーム(45×45)	セミオーダータイプの 座位保持クッション エアフローパッド部分は 左右独立しているため 左右差をつけられます 
	支持部	骨盤・大腿部	56,100	Cascade Designs	VAR720002	メリディアン	前後で空気室が独立 しており、骨盤周辺部 と大腿部それぞれの 支持量を調整できる 2バルブタイプ 
	支持部	骨盤・大腿部	66,000	Cascade Designs	VAR720032	メリディアン ウェーブ	メリディアン同様2バルブ前後調整タイプ リットパッドにより座位保持力アップ ※要リットパッド選択 CPW  LPB  CPB 
	支持部	骨盤・大腿部	44,500	Cascade Designs	77000110102	バリライトJRシートクッション	小児用車いすクッション サイズ：25cm×25cm

製品写真	名称	型式	完成用部品価格	使用部品		備考(部品名)	特記事項
	支持部	骨盤・大腿部	58,000	Ki Mobility	Axiom SP-Fluid	アクシオム フルード	骨盤部分のパッドに軽量で温度依存性の低いハイドロライトフルード(無反発ゲルタイプ)を使用。二重のカバーはいずれもストレッチ仕様で、インナーカバーは防水。
	支持部	骨盤・大腿部	54,700	Ki Mobility	Axiom SP-Visco	アクシオム ビスコ	骨盤部分のパッドに低反発のヴィスコエラスチックを使用。二重のカバーはいずれもストレッチ仕様で、インナーカバーは防水。
	支持部ベース	上肢・体幹部・骨盤・大腿部・足部一体型	163,300	medifab	2006-0021	シャトルディスクカバーシートユニット	ヘッドラテラルと骨盤ガイドは生地を選択が必要です。(ジェット or インク) ※2020年7月販売終了、後継機種なし
	支持部調整用部品	体幹部	47,500 (片側)	Stealth Products	TWBL-FSC	TWBL-L-FSC(左用) TWBL-R-FSC(右用)	要パッドサイズ選択 Mサイズ(縦10cm×横15cm) Lサイズ(縦12cm×横17cm) 要マウントクランプサイズ選択 22mm or 25mm
	支持部調整用部品	体幹部	23,400 (両側)	medifab	2006-3030	体幹サポート	※2020年7月販売終了、後継機種なし
	支持部調整用部品	体幹部	38,700 (両側)	Cascade Designs	VAR89120	ハル(ラテラルパッド)スイング 機構式 部品名: ハルスイング 機構式ショート	要パッドサイズ選択(S/M/Lあり) ※別売 ±10°の回旋機構あり
						ハル(ラテラルパッド)スイング 機構式 部品名: ハルスイング 機構式ロング	要パッドサイズ選択(S/M/Lあり) ※別売 ±10°の回旋機構あり,パッド位置を前後に調整可能
						ハル(ラテラルパッド)スイング 機構式 部品名: ハルスイング 機構式オフセット	要パッドサイズ選択(S/M/Lあり) ※別売 ±10°の回旋機構あり,パッドを内側へ最大1.9cmオフセットできます
	身体保持部品	内転防止パッド	23,400	medifab	2006-1610	内転防止パッド	生地は2種類から選択できます。 ※2020年7月販売終了、後継機種なし

製品写真	名称	型式	完成用部品価格	使用部品		備考(部品名)	特記事項
	身体保持部品	ベルト部品	11,200	ボディポイント	HB215-S38-A2	2ポイント センタープル サイドリリース XS	・サイトフック式プラスチックバックル ・ベルト長 片側調整式 ※片側式全て左右入替可 ・A2品番取付部品(以下共通) シンチマウント・フレームセーバーが付属
			10,600		HB215-M36-A2	2ポイント センタープル サイドリリース S	
			11,200		HB215-M46-A2	2ポイント センタープル サイドリリース M	
			11,800		HB215-L62-A2	2ポイント センタープル サイドリリース L	
	身体保持部品	ベルト部品	14,000	ボディポイント	HB235-S38-A2	2ポイント センタープル 押しボタン (小) XS	・HB235 フックボタン式小バックル ・HB205 フックボタン式バックル ・ベルト長 片側調整式
			13,700		HB205-M36-A2	2ポイント センタープル 押しボタン S	
			14,300		HB205-M46-A2	2ポイント センタープル 押しボタン M	
	身体保持部品	ベルト部品	11,200	ボディポイント	HB216-S38-A2	2ポイント デュアルプル サイドリリース XS	・サイトフック式プラスチックバックル ・ベルト長 両側調整式(内→外)
			10,600		HB216-M36-A2	2ポイント デュアルプル サイドリリース S	
			11,200		HB216-M46-A2	2ポイント デュアルプル サイドリリース M	
			11,800		HB216-L62-A2	2ポイント デュアルプル サイドリリース L	
	身体保持部品	ベルト部品	16,200	ボディポイント	HB209-M40-A2	2ポイント リアプル 押ボタン S	・フックボタン式バックル ・ベルト長 両側調整式(外→内)
			16,800		HB209-M46-A2	2ポイント リアプル 押ボタン M	
	身体保持部品	ベルト部品	16,200	ボディポイント	HB415-S38-A2	4ポイント センタープル サイドリリース XS	・サイトフック式プラスチックバックル ・ベルト長 片側調整式
			15,600		HB415-M36-A2	4ポイント センタープル サイドリリース S	
			16,200		HB415-M46-A2	4ポイント センタープル サイドリリース M	
			16,800		HB415-L62-A2	4ポイント センタープル サイドリリース L	
	身体保持部品	ベルト部品	18,400	ボディポイント	HB435-S38-A2	4ポイント センタープル 押しボタン (小) XS	・HB435 フックボタン式小バックル ・HB405 フックボタン式バックル ・ベルト長 片側調整式
			19,700		HB405-M36-A2	4ポイント センタープル 押しボタン S	
			20,500		HB405-M46-A2	4ポイント センタープル 押しボタン M	
			21,200		HB405-L62-A2	4ポイント センタープル 押しボタン L	

製品写真	名称	型式	完成用部品価格	使用部品		備考(部品名)	特記事項
	身体保持 部品	ベルト部品	16,900	ボディポイント	HB416-S38-A2	4ポイント デュアルプル サイドリリース XS	・サイドプッシュ式プラスチックバックル ・ベルト長 両側調整式(内→外)
			16,200		HB416-M36-A2	4ポイント デュアルプル サイドリリース S	
			16,800		HB416-M46-A2	4ポイント デュアルプル サイドリリース M	
			16,800		HB416-L62-A2	4ポイント デュアルプル サイドリリース L	
	身体保持 部品	ベルト部品	21,200	ボディポイント	HB409-M40-A2	4ポイント リアプル 押ボタン S	・プッシュボタン式バックル ・ベルト長 両側調整式(外→内)
			21,800		HB409-M46-A2	4ポイント リアプル 押ボタン M	
	身体保持 部品	ベルト部品	13,000	ボディポイント	LH600S-A2	レッグハーネス S パッド	・装着例 
			14,800		LH600M-A2	レッグハーネス M パッド	
			14,800		LH600L-A2	レッグハーネス L パッド	
	身体保持 部品	ベルト部品	18,700	ボディポイント	FT240XS	アングル ハガー XS	・XS足首周径：140～170mm ※くるぶし上 二横指部を計測 ・S足首周径：165～200mm ・M足首周径：190～235mm ・L足首周径：230～280mm ・XL足首周径：265～330mm
			18,700		FT240S	アングル ハガー S	
			19,900		FT240M	アングル ハガー M	
			19,900		FT240L	アングル ハガー L	
			20,600		FT240XL	アングル ハガー XL	
	身体保持 部品	ベルト部品	19,300	ボディポイント	SH295XXS/XS-B6	ピボットフィット XXS/XS	・SH295〇〇-B6(ベルト伸縮) SH290〇〇-B6(ベルト非伸縮) ・スイベルバックル(回転式) ・-B6品番取付金具(以下共通) 樹脂製シフトアウトが付属 ・ベルト長 MDシリーズ(フロントフルリアフル変更可能) ※2022年度SH270より品番変更
			19,900		SH295S/M-B6	ピボットフィット S/M	
			21,200		SH295L/XL-B6	ピボットフィット L/XL	
	身体保持 部品	ベルト部品	21,800	ボディポイント	SH350S-B6	ステイ・フレックス S	・前部ジップ-留めタイ ・ベルト長 MDシリーズ(フロントフルリアフル変更可能) ※2022年度SH310より品番変更
			22,400		SH350M-B6	ステイ・フレックス M	
			23,700		SH350L-B6	ステイ・フレックス L	
			24,300		SH350XL-B6	ステイ・フレックス XL	

製品写真	名称	型式	完成用部品価格	使用部品		備考(部品名)	特記事項
	身体保持 部品	ベルト部品	23,300	ボディポイント	SH351XS/S	ステイフレックススタンダード XS/S	<ul style="list-style-type: none"> ・前部ジッパ-なしタイプ ・ベルト長 MDシリーズ(フロント/リアフル変更可能)
			23,900		SH351M/L	ステイフレックススタンダード M/L	
			24,800		SH351XL	ステイフレックススタンダード XL	
	身体保持 部品	ベルト部品	19,700	ボディポイント	SH210S-B2	ショルダーハーネス フロント プル S	<ul style="list-style-type: none"> ・メーカー品名:Hスタイルハーネス ・仕様変更により現行品番SH224〇〇-B5 ※リアフルのみとなりますのでフロントフルご希望の場合はポイントフィット(SH290〇〇-B6)をご利用ください。
			19,700		SH210M-B2	ショルダーハーネス フロント プル M	
			21,200		SH210L-B2	ショルダーハーネス フロント プル L	
	身体保持 部品	ベルト部品	19,700	ボディポイント	SH220S-B2	ショルダーハーネス リア プル S	<ul style="list-style-type: none"> ・メーカー品名:Hスタイルハーネス ・仕様変更により現行品番 SH224〇〇-B5 ・サイドプッシュ式プラスチックバックル ・ベルト長 リアフル(後ろから引く)タイプ
			19,700		SH220M-B2	ショルダーハーネス リア プル M	
			21,200		SH220L-B2	ショルダーハーネス リア プル L	
			21,200		SH220XL-B2	ショルダーハーネス リア プル X-L	
	身体保持 部品	ベルト部品	19,800	medifab	2006-6420	4点式ヒップベルト	<p>4点ヒップベルトご利用の場合はオプションの骨盤ガイドマウントキットが必要です。</p> <p>※2020年7月販売終了、後継機種なし</p>
	身体保持 部品	ベルト部品	25,500	medifab	2006-6660	センターポイントハーネス	<p>2点式、4点式ヒップベルトとの併用をおすすめします。</p> <p>※2020年7月販売終了、後継機種なし</p>
	継手部品	頸部継手	34,000	Stealth Products	STE-TD100	トーンディフレクター	<p>【機能】 筋緊張時の頭頸部への衝撃吸収と、斜め方向にかかる力の回避</p> <p>【取付タイプ2種類】 TD100：17mmボールジョイント用 TD101：1インチボールジョイント用</p>
	構造フレーム	屋外用大車輪あり	418,500	Ki Mobility	FLIP XP	Little Wave Flip	<p>小児用チルト式ベースフレーム フレームカラーは2色の組み合わせが可能</p>

製品写真	名称	型式	完成用部品価格	使用部品		備考(部品名)	特記事項
	構造フレーム	屋外用大車輪あり	452,500	Ki Mobility	FOCUS	Focus CR	振り子型チルト式ベースフレーム 2つの回転軸を持つデュアルパスシステム(特許出願中)
	その他	カットアウトテーブル	49,500	medifab	2006-7110	トレイ	高さ・奥行・角度調整可能 ※2020年7月販売終了、後継機種なし
	その他	支持部カバー	29,800	medifab	2006-0150	シートカバー	カラー オーシャン、ピンク、マンゴー、ブラック ※2020年7月販売終了、後継機種なし

※バリライト(Cascade Designs)製ベルト本体およびベルト関連製品につきましては、2019年度をもちまして掲載終了となりました。

※エボリューションバック3機種(レギュラー・トール・ディープ)につきましては、2020年度をもちまして掲載終了となりました。

※medifab製構造フレーム2機種(ランチャー・バーブバギー)につきましては、2021年度をもちまして掲載終了となりました。