



メリディアンウェーブ

ポジショニングベースを組み合わせた姿勢サポート力にも優れたモデル。

メリディアンにポジショニングベースを組みわせることで圧分散だけでなく姿勢サポート力を向上。
ポジショニングベースは LPB と CPB の 2 種類をご用意。ユーザーの状況に応じてお選びください。
またポジショニングベースは車椅子のスリングシートのたるみによる姿勢保持への悪影響を打ち消し、
座位姿勢を安定させます。



厚生労働省認可
座位保持装置完成用部品
(給付対象商品)

ポジショニングベース種類

骨盤ラテラルサポート



大腿部ラテラルサポート

LPB

骨盤と下肢の横方向からのサポートを提供します。大転子の後方に位置する骨盤ラテラルサポートは、骨盤をシート中央に安定させます。大腿部ラテラルサポートは大腿部の必要以上の外転を防止します。

CPB

LPB のサポート機能に加え、ベース中央に位置する内転防止サポート(ポメル)は股関節の必要以上の内転を防止します。



内転防止サポート

メリディアンウェーブ商品コード選択方法

メリディアンウェーブの商品コード確定には
3つのブロックよりご希望の内容を選択ください。

- ① ウェーブの種類を選択する。
- ② 幅/奥行のサイズを選択する。
- ③ カバーのタイプを選択する。

例：メリディアンウェーブ CPB 40×40 メッシュカバーの場合

① ② ③

➔ **720032-1616-1**

| | |
|-----------|--------------|
| TAISコード | 00468-000032 |
| 税抜価格 | 69,000 |
| 高さ（共通） | 約12cm |
| 重さ（40×40） | 約1,100g |

① 種類

| コード | ウェーブの種類 |
|--------|---------|
| 720022 | LPB |
| 720032 | CPB |

② サイズ

| コード | 幅cm | 奥行cm |
|------|-----|------|
| 1214 | 30 | 35 |
| 1414 | 35 | 35 |
| 1416 | 35 | 40 |
| 1515 | 38 | 38 |
| 1517 | 38 | 43 |
| 1616 | 40 | 40 |
| 1618 | 40 | 45 |
| 1816 | 45 | 40 |
| 1717 | 43 | 43 |
| 1818 | 45 | 45 |

③ カバー種類

| コード | カバーの種類 |
|-----|---------|
| 1 | メッシュカバー |
| 2 | 失禁カバー |



ソリッドインサートパネル

スリングシートのたわみの影響を受けずクッションの機能を最大限に活かす。



使用方法：
カバーの中に入れて使用します

クッションカバーの中に挿入することでスリングシートのたわみの影響を受けずクッションの機能を最大限に発揮できます。

リングの木材を数枚プレスした薄くてパネル自体もたわまず割れにくい優れた製品です。

奥行不足の車椅子にクッションとソリッドインサートパネルを合わせてご使用いただくことで奥行不足を解消できます。

サイズは VARILITE クッション全てのサイズに合った製品をご用意。

| | |
|---------|--------------|
| TAISコード | 00468-000023 |
| 税抜価格 | 5,000 |