



リバティとは自立性

脳卒中など脳血管障害を発症された方の中には車いすを下肢駆動されている方も少なくありません。
Ki Mobility は下肢駆動に特化したこのユニークな製品リバティFT でご利用者様の自立をお手伝いします。



推進性

リバティFT は特に下肢駆動のために設計されています。0°~20°のチルトにより骨盤の安定性を高め、骨盤後傾などの姿勢の崩れが発生しにくい環境を提供します。チルトにより後輪の荷重割合は増加し、車いすの推進性と旋回性は向上します。 チルト角度に関係なく前座高は一定で変化しません。

姿勢の変換

誰もが同じ座位姿勢からの変化が必要です。

リバティ FT はガススプリングのチルト機構で簡単に姿勢変換ができ、座圧分散や最適な姿勢を提供します。

低床設計ですのでベッドなどへの移乗も楽に行っていただけます。





携行性

リバティFT はとてもコンパクトに折りたたむことができます。 車のトランクにも収納できますので様々な場面でご利用ください。 あなたの自由をサポートします!

仕 様

[LIBERTY FT] リバティ FT

座幅	36 - 56cm
座 奥	36 - 51cm
前 座 高	33 - 51cm
チルト角度	0° - 20°
耐 荷 重	113kg
重量	11.7kg ∼



株式会社ユーキ・トレーディング 〒110-0008 東京都台東区池之端2-5-46-2F Tel 03-3821-7331 Fax 03-3821-7552